

BTL UNISON

To rewolucyjne połączenie w jednym aplikatorze dwóch sprawdzonych i skutecznych technologii – jednobiegunowej energii radiowych i energii fali akustycznej. Równoczesna aplikacja energii powoduje szybkie i widoczne efekty zabiegowe. Za pomocą jego jednego urządzenia, można niwelować skutki pięciu przyczyn nienaturalnego wyglądu skóry: redukować cellulit, poprawiać elastyczności, remodelować kolagen, przyspieszać aktywność metaboliczną i redukcję lokalnej tkanki tłuszczowej. Zsynchronizowane dostarczanie energii cieplnej i mechanicznej powoduje strukturalne zmiany w tkance, niezbędne do uzyskania szybkich i trwałych efektów.

Zalety systemu BTL UNISON to m.in.:

- technologia Smart Touch, która przerywa przepływ obu rodzajów energii po utracie kontaktu ze skórą;
- funkcja Impedance Intelligence, która w sposób ciągły monitoruje zmiany impedancji w trakcie zabiegu;
- monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym, w celu zapewnienia optymalnego rozgrzewania tkanek;
- dźwiękowy i wizualny system kontroli kontaktu, aby zapewnić maksymalizację komfortu pacjenta i operatora;
- intuicyjny ekran dotykowy, który umożliwia modyfikację ustawień bezpośrednio na wyświetlaczu aplikatora.

www.btlestetyka.pl



BEAUTYSCAN NA BLIZNY

BeautyScan to wysokiej klasy, medyczny system laserowy do wykonywania frakcyjnych, nieablacyjnych uszkodzeń skóry. Wykorzystuje najnowocześniejszą technologię laserową Er:Glass, aby uzyskać najlepszy rezultat w nieinwazyjnej terapii blizn, rozstępów i zmarszczek.

Urządzenie transmituje energię laserową, o długości fali 1550 nm, która penetruje skórę na głębokość 1,5 mm, tworząc w niej tysiące mikrotermalnych stref koagulacji (MTZ). Średnica powstałych stref koagulacji wynosi 0,1 mm, co możliwe jest do osiągnięcia dzięki zastosowaniu głowicy laserowej typu światłowodowego tzw. „Fiber laser”. BeautyScan zapewnia wykonywanie ukierunkowanych terapii bez skutków ubocznych, a zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i szybka praca skanera maksymalnie skracają czas zabiegu.

www.cosmed24.pl

SUNEKOS – NOWOŚĆ NA RYNKU MEDYCZYNY ESTETYCZNEJ

Sunekos to nowy system regeneracji macierzy pozakomórkowej, stosowany w procesie biogenezy skóry. To unikalne połączenie nieusieciowanego kwasu hialuronowego i opatentowanej sekwencji aminokwasów (PCT/IB2015), które skutecznie pobudzają organizm do tworzenia nowych włókien białkowych, takich jak kolagen i elastyna.

Zabieg z jego użyciem jest wielokierunkowy: ma na celu nawilżenie wszystkich warstw skóry, wygładzenie zmarszczek i modelowanie konturów twarzy. Iniekcji można poddać twarz, szyję, dekolt, dłonie, ramiona, wewnętrzną stronę uda i obszar pod kolanami.

Istnieją 2 linie produktu: Sunekos 200 (dla osób z mniej widocznymi zmarszczkami) oraz Sunekos 1200 (dla starszych pacjentów). Standardowa procedura to 3-4 zabiegi, w odstępach 7-10 dni. W niektórych przypadkach stosuje się także procedury łączone. Wtedy częstotliwość stosowania lekarz dopasowuje do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zabieg nie jest bolesny, trwa około godziny.

Bardzo subtelny i naturalny efekt wolumetryczny widoczny jest natychmiast po zabiegu. Na kolejne efekty rozświetlenia skóry, wygładzenia zmarszczek i ujędrnienia należy poczekać – pierwsze widoczne są po ok 10 dniach, a ostateczne utrzymują się przez ponad 6 miesięcy.

www.bdaesthetic.com



SUNEKOS – NOWOŚĆ NA RYNKU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Sunekos to nowy system regeneracji macierzy pozakomórkowej, stosowany w procesie biogenezy skóry. To unikalne połączenie nieusieciowanego kwasu hialuronowego i opatentowanej sekwencji aminokwasów (PCT/IB2015), które skutecznie pobudzają organizm do tworzenia nowych włókien białkowych, takich jak kolagen i elastyna.

Zabieg z jego użyciem jest wielokierunkowy: ma na celu nawilżenie wszystkich warstw skóry, wygładzenie zmarszczek i modelowanie konturów twarzy. Iniekcji można poddać twarz, szyję, dekolty, dłonie, ramiona, wewnętrzną stronę ud i obszar pod kolanami.

Istnieją 2 linie produktu: Sunekos 200 (dla osób z mniej widocznymi zmarszczkami) oraz Sunekos 1200 (dla starszych pacjentów). Standardowa procedura to 3-4 zabiegi, w odstępach 7-10 dni. W niektórych przypadkach stosuje się także procedury łączone. Wtedy częstotliwość stosowania lekarz dopasowuje do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zabieg nie jest bolesny, trwa około godziny.

Bardzo subtelny i naturalny efekt wolumetryczny widoczny jest natychmiast po zabiegu. Na kolejne efekty rozświetlenia skóry, wygładzenia zmarszczek i ujędrnienia należy poczekać – pierwsze widoczne są po ok 10 dniach, a ostateczne utrzymują się przez ponad 6 miesięcy.

www.bdaesthetic.com

